



# AcquaStain タンパク染色試薬

Bulldog Bio社 <http://www.bulldog-bio.com>



型番	AS001000
商品名	アクアステインタンパク染色試薬
内容量	1000ml
毒性	非毒性
感度	10ng
ステップ数	1ステップ
染色時間	2分(1μg) 10分(100 ng) 60分(10 ng)
保存	1年(4°C)
価格	¥18,000

※洗う必要なし

※バックが無い為通常のタンパク質10分で60ngまで  
見ることが可能

最低検出可能濃度15ng通常色素の50倍の感度

※オーバーナイトでもバックが上がらない

※酢酸・メタノールを使用しない

※ダイミックスレンジが広い1000ngまでR<sup>2</sup>=0.98

※50~100回分 繰り返し使用可能

※安全 そのままシンクで処理可能

※ゲルが伸縮しない



ジェレックスインターナショナル株式会社

〒194-0037 東京都町田市木曽西4-8-48

TEL : 042-792-3981 FAX : 042-792-3982

[info@gellex.jp](mailto:info@gellex.jp)